

CS SK HU SL















ACCU-CHEK® Softclix

Autolanceta

Odberové pero

Ujjbegyszűrő

Sprožilna naprava



CS Brožurka uživatele

Autolanceta Accu-Chek Softclix je prostředek ke snadnému a téměř bezbolestnému odběru kapilární krve ze špiček prstů. Autolanceta má 11 různých nastavitelných hloubek vpichu, takže můžete autolancetu přizpůsobit podle stavu své kůže.

V této brožurce uživatele naleznete následující 2 symboly:

Tento symbol signalizuje **možné riziko poranění či poškození vašeho zdraví**.

Tento symbol upozorňuje na situaci, které by mohly mít za následek **poškození autolancety**.

• Autolanceta Accu-Chek Softclix je určena pouze k osobnímu použití! Lze s ní odebírat krev vždy jen **jedné** a té stejné osobě. Pokud autolancetu použijí i jiné osoby, včetně rodinných příslušníků, nebo autolancetu používá profesionální zdravotník u různých osob k odběru krve, hrozí riziko přenosu infekce. Tato autolanceta proto není určena k profesionálnímu použití ve zdravotnických zařízeních. • Autolancetu včetně všech součástí uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let. V případě spolknutí malých dílů (např. čepiček apod.) hrozí nebezpečí udušení. • Když autolanceta s nasazenou lancetou spadne, může dojít k uvolnění lancety v držáku lancety. Pak již nesmíte odebrat krev. V ojedinělých případech může lanceta vyčnívat z výstupního otvoru čepičky, takže se o ni můžete poranit. Proto nesahejte na přední stranu čepičky. Pokud autolanceta spadne, opatrně ji zdvihněte. Stáhněte čepičku z autolancety. Dávejte pozor, abyste se o lancetu neporanili. Lancetu v každém případě vysuňte ven a zlikvidujte.

SK Návod na použitie

Odberové pero Accu-Chek Softclix je zariadenie na jednoduchý, takmer bezbolestný odber kapilárnej krvi z brušiek prstov. Odberové pero má 11 rôznych nastavení hĺbky vpichu, takže nastavenie hĺbky vpichu môžete prispôbiť kvalite vašej pokožky.

V tomto návode na použitie nájdete nasledujúce 2 symboly:

Tento symbol poukazuje na **možné nebezpečenstvo úrazu alebo poškodenie vášho zdravia**.

Tento symbol upozorňuje na činnosti, ktoré **môžu viesť k poškodeniu odberového pera**.

• Odberové pero Accu-Chek Softclix je určené výlučne na osobné použitie! Krv sa s ním smie odobrať vždy len **tej istej** osobe. Ak odberové pero používajú zároveň aj iné osoby, vrátane rodinných príslušníkov, alebo ak odborný zdravotnícky personál použije odberové pero na odber krvi rôznym osobám, hrozí nebezpečenstvo prenosu infekcií. Toto odberové pero preto nie je vhodné na profesionálne použitie v zdravotníckych zariadeniach. • Odberové pero vrátane všetkých súčastí uchovávať mimo dosahu detí do 3 rokov. Pri prehltnutí malých dielov (napr. krytov a podobne) existuje nebezpečenstvo zadusenia. • Ak odberové pero s nasadenou lancetou spadne na podlahu, môže dôjsť k uvoľneniu lancety v držiaku na lancety. Potom už nemôžete odobrať žiadnu krv. V ojedinělých prípadoch môže lanceta vyčnievať z výstupného otvoru krytu, takže sa na nej môžete poraniť. Preto sa nedotýkajte prednej strany krytu. Ak odberové pero spadne,

Nasadzujte do autolancety Accu-Chek Softclix pouze lancety Accu-Chek Softclix. Jiné lancety mohou narušit fungování autolancety nebo autolancetu zničit.

Příprava

► Před odebráním krve si ruce umyjte teplou vodou s mýdlem (viz **1**). Ruce si důkladně osušte. Zabráňte tím riziku znečištění v místě vpichu a stimulujete prokrvení.

Nasazení lancety

Abyste pomoci autolancety mohli odebrat krev, musíte nasadit lancetu.

► Stáhněte čepičku z autolancety (viz **2**). ► Nasadte novou lancetu na doraz do držáku lancety (viz **3**). ► Sejměte ochranný kryt z lancety (viz **4**). ► Nasadte zpět čepičku. Přitom se zářez na čepičce musí kryt s čárkou na autolancetě (viz **5**). Čepička musí slyšitelně zacvaknout.

Nastavení hloubky vpichu

Můžete nastavit 11 hloubek vpichu (0,5 až 5,5). Nastavená hloubka vpichu se zobrazí v průhledovém okénku. Čím vyšší je číslo, tím větší je hloubka vpichu. Pokud s touto autolancetou ještě nemáte žádné zkušenosti, doporučujeme vám nastavit malou hloubku vpichu, např. hloubku vpichu 2. ► Otočte čepičku tak, aby byla nastavena požadovaná hloubka vpichu (viz **6**).

Natáhnutí autolancety

Abý bylo možné odebrat krev, je nutno autolancetu natáhnout.

► Stiskněte pojistku na doraz (viz **7**). Nestiskněte přitom zároveň uvolňovací tlačítko.

Autolanceta je natáhnutá, když je střed uvolňovacího tlačítka žlutý (viz **8**).

Natáhněte autolancetu až bezprostředně před odběrem krve.

Odběr kapky krve

Zpravidla lze krev odebírat z každého prstu. Určité prsty ovšem mohou být nevhodné, např. v případě infekce pokožky nebo nehtu. Doporučujeme odebírat kapilární krev na stranách špičky prstu, jelikož vnímání bolesti je na těchto místech nejslabší.

• Při odebírání krve používejte pokaždé novou lancetu. Snižte tak nebezpečí infekce a odběr krve proběhne prakticky bezbolestně. • Autolancetu používejte **pouze** s nasazenou čepičkou. Bez čepičky pronikne lanceta příliš hluboko a vpich může být bolestivý. ► Přitiskněte autolancetu pevně na zvolené místo vpichu (viz **9**). ► Stiskněte uvolňovací tlačítko (viz **10**). Tím vystřelíte lancetu, která pronikne do kůže. ► Masírováním prstu směrem ke špičce napomáháte vytvoření kapky krve. Vystupující množství krve závisí na hloubce vpichu a tlaku, se kterým je autolanceta nasazena na pokožku. Pokud nevystupuje dostatečné množství krve, autolancetu při příštím odběru krev přitlačte silněji. Pokud ani to nestačí, tak postupně hloubku vpichu zvětšete. V případě, že vystupuje příliš mnoho krve, hloubku vpichu zmenšete. ► Ihned po odběru krve si změřte glykémii podle brožurky uživatele glukometru.

► Masírováním prstu směrem ke špičce napomáháte vytvoření kapky krve. Vystupující množství krve závisí na hloubce vpichu a tlaku, se kterým je autolanceta nasazena na pokožku. Pokud nevystupuje dostatečné množství krve, autolancetu při příštím odběru krev přitlačte silněji. Pokud ani to nestačí, tak postupně hloubku vpichu zvětšete. V případě, že vystupuje příliš mnoho krve, hloubku vpichu zmenšete. ► Ihned po odběru krve si změřte glykémii podle brožurky uživatele glukometru.

Napínanie odberového pera

Pred odberom krvi musíte odberové pero napnúť.

► Napínacie tlačidlo zatlačte až na doraz (pozri **7**). Dávajte pozor, aby ste pritom nestlačili zároveň aj spúšťacie tlačidlo.

Odberové pero je napnuté, keď je stred spúšťacieho tlačidla žltý (pozri **8**).

Odberové pero napínajte až bezprostredne pred odberom krvi.

Odber kvapky krvi

Vo všeobecnosti sa dá krv odobrať z každého prsta. Niektoré prsty môžu byť na odber krvi nevhodné, napr. ak sú pokožka alebo necht na prste postihnuté infekciou. Odporúčame odobrať kapilárnu krv z bokov bruška prsta, keďže sú tieto miesta menej citlivé na bolesť.

• Pri odbere krvi použite zakaždým novú lancetu. Znížite tak riziko infekcie a bolesť pri odbere krvi zostane minimálna. • Odberové pero používajte **iba** s nasadeným krytom. Ak kryt nie je nasadený, lanceta prenikne príliš hlboko a vpich môže byť bolestivý. ► Prítlačte odberové pero pevne na želané miesto vpichu (pozri **9**). ► Stlačte spúšťacie tlačidlo (pozri **10**). Lanceta sa uvoľní a prenikne cez kožu. ► Masírujte prst smerom k jeho špičke, aby ste podporili vytvorenie kvapky krvi.

Množstvo získanej krvi závisí od hĺbky vpichu a od tlaku, pod ktorým odberové pero priliehala na pokožku. Ak je množstvo vyvierajúcej krvi malé, pri nasledujúcom pokuse pritlačte odberové pero silnejšie. Ak množstvo získanej krvi

Doporučujeme poté chrániť miesto vpichu pred znečistením.

Vysunutí použité lancety

► Stáhněte čepičku z autolancety (viz **2**). ► Vysuňte ejektor dopředu (viz **11**). Použitá lanceta se vysune ven ejektorem. ► Nasadte zpět čepičku. ► Zlikvidujte použité lancety v souladu s místními předpisy.

Likvidujte použité lancety tak, aby bylo poranění o jehly vyloučeno.

Uchovávání autolancety

Neuchovávejte autolancetu v natáhnutém stavu při vysokých teplotách, např. v horkém autě. Může dojít k omezení funkce.

Uchovávejte autolancetu pouze bez nasazené lancety.

Čištění a desinfikování autolancety a čepičky

Abý nedošlo k přenosu infekce, je nutno autolancetu a čepičku pravidelně čistit a desinfikovat:

- minimálně 1 krát týdně,
- když na nich ulpívá krev,
- vždy, než někdo jiný vezme autolancetu do ruky, např. aby vám pomohl.

Používejte textiliile nepouštějící vlas, jimiž lze autolancetu zcela ovinout, vodu a 70 % isopropanol.

Před desinfikováním musíte nejprve autolancetu a čepičku vyčistit a odstranit z nich krev a další nečistoty.

Aby nedošlo k poškození autolancety a čepičky:

- Neponořujte autolancetu a čepičku do kapaliny.
- Používejte k čištění pouze vodu a k desinfikování pouze 70 % isopropanol.

stále nestačí, zopakujte celý postup so stále väčšou hĺbkou vpichu.

Ak vyvierá príliš veľa krvi, hĺbku vpichu zmenšite.

► Ihneď po odbere krvi odmerajte svoju glykémiu podľa návodu na použitie vášho glukometra.

Odporúčame, aby ste miesto vpichu následne ochránili pred znečistením.

Vysunutie použitej lancety

► Stiahnite z odberového pera kryt (pozri **2**). ► Posuňte ejektor dopredu (pozri **11**). Ejektor vysunie použitú lancetu von. ► Kryt znova nasadte. ► Použitú lancetu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Likvidujte použité lancety tak, aby ste predišli poraneniu ihlami.

Uchovávanie odberového pera

Neuchovávať svoje odberové pero napnuté alebo pri vysokých teplotách, napr. v horúcom aute. Mohlo by to negatívne ovplyvniť jeho funkciu. ► Odberové pero uchovávať len bez nasadenej lancety.

Čistenie a dezinfekcia odberového pera a krytu

Odberové pero a jeho kryt sa musia pravidelne čistiť a dezinfikovať, aby sa predišlo prenosom infekcií:

- najmenej 1 raz týždenne,
- keď je na odberovom pere alebo na kryte príľnúť krv,
- vždy predtým, ako niekto iný zoberie odberové pero do ruky, aby vám napr. pomohol.

► Stáhněte čepičku z autolancety (viz **2**). ► Vysuňte lancetu ven (viz **11**).

Čištění

► Textiliile mírně navlhčete vodou. ► Důkladně otřetejete autolancetu a čepičku, autolancetu pouze z vnější strany (viz **12**) a čepičku z vnější i vnitřní strany (viz **13**). ► Osušte autolancetu a čepičku suchou textiliile.

Desinfikování

► Navlhčete textiliile důkladně 70 % isopropanolem. ► Otřetejete autolancetu i čepičku důkladně po dobu 2 minut, autolancetu pouze z vnější strany a čepičku z vnější i vnitřní strany. ► Nasadte zpět čepičku. ► Autolancetu zcela oviňte textiliile. ► Nechejte ovinutou autolancetu 8 minut ležet. ► Autolancetu opět rozbalte a nechejte ji uschnout na vzduchu.

Jiná místa odběru krve

Kapilární krev k měření glykémie si můžete odebrat nejen ze špičky prstu, ale i z jiných míst (z dlaně, předloktí, nadloktí, lýtká či stehna). Jedná se o takzvané měření z alternativních míst (anglicky: Alternative Site Testing, zkratka: AST). Aby bylo možné odebírat kapilární krev z jiných míst na těle, musíte nahradit normální čepičku speciální čepičkou AST Accu-Chek Softclix.

Informace pro objednání

Pokud si chcete objednat autolancetu Accu-Chek Softclix, lancety Accu-Chek Softclix nebo čepičku AST Accu-Chek Softclix, obraťte se na zákaznickou linku a servis (viz „Zákaznická linka a servis“).

Poslední aktualizace

2014-12

Zákaznická linka a servis

Česká republika
Informace o glukometrech na bezplatné lince 800 111 800
www.accu-chek.cz

	Pozor, seznámte se s poznámkami o bezpečnosti v návodu k použití přiloženém k výrobku.
	Pro jednorázové použití
	Použitelné do
	Sterilizováno ozářením
	Výrobce
	Katalogové číslo
	Číslo šarže
	Globální číslo obchodní položky
	Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské směrnice Rady EU 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

CE 0088

© 2015 Roche Diabetes Care

ACCU-CHEK, SOFTCLIX
jsou ochranné známky Roche.

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
Germany
www.accu-chek.com



	Pozor, rešpektujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie, ktorý ste dostali s týmto výrobkom.
	Použit iba raz
	Použitelné do
	Sterilizované žiarením
	Výrobca
	Katalógové číslo
	Číslo šarže
	Globálne identifikačné číslo obchodnej jednotky
	Tento výrobok spĺňa požiadavky európskej Smernice 93/42/EHS o lekárskech prístrojoch.

CE 0088

© 2015 Roche Diabetes Care

ACCU-CHEK a SOFTCLIX
sú obchodné značky Roche.

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
Germany
www.accu-chek.com

















04418611001(05)
V1/R1(black) – 2015-08
M_Version05_Rev0

Accu-Chek® Softclix

Ujibegyszúró

Sprožilna naprava



Használati útmutató

Az Accu-Chek Softclix ujibegyszúró olyan készülék, amely lehetővé teszi, hogy egyszerűen, szinte fájdalommentesen lehessen kapilláris vért venni az ujibegyből. Az ujibegyszúró 11 különböző szűrasmélységgel rendelkezik, és így a szűrasmélység bőre sajátságainak megfelelően szabályozható.


Ebben a használati útmutatóban az alábbi 2 szimbólum látható:

⚠ Ez a szimbólum a lehetséges sérülésveszélyre illetve az egészséget fenyegető veszélyre figyelmezteti.

✋ Ez a szimbólum olyan kezelésre utal, mely az ujibegyszúró károsodását vonhatja maga után.

⚠ • Az Accu-Chek Softclix ujibegyszúró csak személyes használatra való! Mindig csak ugyanattól a személytől lehet vele vért venni. Ha az ujibegyszúró más személyek is használják, akár családtagok is, vagy az egészségügyi személyzet ezt az ujibegyszúró különböző személyeknél használja vérvételre, akkor fennáll a fertőzések átvitelének kockázata. Ezért ez az ujibegyszúró nem alkalmas egészségügyi intézményekben történő professzionális használatra.

- Az ujibegyszúró az összes tartozékával együtt 3 évnél fiatalabb gyermekektől elzárva tárolja. Az apró alkatrészek (pl. kupakok és hasonló) lenyelése fulladást okozhat.
- Ha az ujibegyszúró a behelyezett lándzsával együtt leesik, akkor a lándzsatartóban megzajulhat a lándzsa. Ebben az esetben már nem tud vért venni. Előfordulhat, hogy a lándzsa kiáll a kimeneti nyílásból, és ilyenkor megsebesítheti Önt. Ezért különösen ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a kupak elülső részét. Ha az ujibegyszúró leesett, emelje fel



Navodila za uporabo

Sprožilna naprava Accu-Chek Softclix je naprava za enostaven in neboleč odvzem kapilarnе krvi iz prstnih blazinic. Sprožilna naprava ima 11 različnih nastavitev globine vboda, tako da lahko prilagodite globino vboda strukturi svoje kože.

V teh navodilih za uporabo sta naslednja 2 simbola:

⚠ Ta simbol predstavlja okoliščine, ki bi lahko škodile vašemu zdravju ali povzročile poškodbo.

✋ Ta simbol poudarja okoliščine, ki lahko poškodujejo sprožilno napravo.

snemite kapico. Bodite pozorni na lanceto, da se ne poškodujete. V vsakem primeru odstranite lanceto in jo odvrzite.

✋ V sprožilno napravo Accu-Chek Softclix vstavite samo lancete Accu-Chek Softclix. Druge lancete lahko povzročijo nepravilno delovanje ali okvaro sprožilne naprave.

Priprava

- Pred odvzemom krvi si s toplo vodo in milom umijte roke (glejte **1**). Ter jih dobro osušite. To pomaga zmanjšati tveganje za okužbo vobodnega mesta in spodbudi prekrvitev.

Vstavljanje lancete

Da lahko uporabite sprožilno napravo za odvzem krvi, je treba najprej vstaviti lanceto.

- S sprožilne naprave snemite kapico (glejte **2**).
- V ležišče lancete vstavite novo lanceto, potisnite jo do konca (glejte **3**). Lanceta se mora silšno zaskočiti.
- Zavrtite zaščitno kapico in jo snemite z lancete (glejte **4**).
- Ponovno natakните kapico.
- Pri tem morata biti pozicijska zarez na kapici in pozicijska črta na sprožilni napravi v isti liniji (glejte **5**). Kapica se mora silšno zaskočiti.

Nastavitev globine vboda

Globino vboda lahko nastavite na eno od 11 možnih nastavitev (od 0,5 do 5,5). Nastavljena globina vboda je prikazana v okencu. Višja je številka, večja je globina vboda.

Če to sprožilno napravo uporabljate prvič, priporočamo, da izberete nižjo nastavitev, npr. globino vboda 2.

- Vrtite kapico, da nastavite izbrano globino vboda (glejte **6**).

- Tekerje addig a kupakot, amig meg nem jelenik a kívánt szűrasmélység (lásd **6**).

Az ujibegyszúró felhúzása

Az ujibegyszúrórt fel kell húzni ahhoz, hogy vért lehessen venni.

- A felhúzógombot nyomja le ütközésig (lásd **7**). Ügyeljen rá, hogy eközben ne nyomja meg a kioldógombot.

Az ujibegyszúró akkor van felhúzott állapotban, ha a kioldógomb közepe sárga lesz (lásd **8**).

⚠ Az ujibegyszúró csak közvetlenül a vérvétel előtt húzza fel.

Vérmintavétel

Általában mindegyik ujjból lehet vért venni. Bizonyos ujjak alkalmatlanok lehetnek erre, ha például bőrfertőzés vagy a köröm gyulladása áll fenn. Javasoljuk, hogy a kapilláris vért az ujjbegy oldalsó részéből vegye, mivel a fájdalomérzés itt a legkisebb.

- Minden vérvételhez új lándzsát használjon. Így csökkenthető a fertőzés veszélye, és a vérvétel csekély fájdalommal fog járni.
- Az ujibegyszúrórt **kizárólag** felhelyezett kupakkal használja. A kupak nélkül a lándzsa túl mélyre szúr, és a szúrás fájdalmas lehet.

- Nyomja az ujibegyszúrórt erőteljesen a kívánt szúrási helyre (lásd **9**).

- Nyomja meg a kioldógombot (lásd **10**).

A lándzsa kilődődik, és beszűrődik a bőre.

- Segítse a vércsepp képződését úgy, hogy az ujját az ujjbegy irányába masszírozza.

A kilépő vér mennyisége a szúrás mélységétől és attól a nyomástól függ, mellyel az ujibegyszúrórt a bőre nyomja. Nem kellő mennyiségű vér esetén a következő vérvételkor erősebben nyomja a

bőre az ujibegyszúrórt. Ha ez nem elegendő, akkor fokozatosan növelje a szúrás mélységét.

Ha túl sok vér lép ki, akkor csökkentse a szúrás mélységét.

- A vérvétel után azonnal végezze el a vércukormérést vércukormérő készüléke használati útmutatójának megfelelően.

Javasoljuk, hogy ezután óvja a szúrás helyét a szennyeződésektől.

A használt lándzsa kilökése

- Húzza le a kupakot az ujibegyszúróról (lásd **2**).

- Tolja előre a kilökött (lásd **11**).

A használt lándzsa kilődődik.

- Helyezze vissza a kupakot.

- A használt lándzsákat a helyi szabályokkal összhangban dobja ki.

⚠ A használt lándzsát úgy dobja ki, hogy a túlv semmi esetre se okozzon sérülést.

Az ujibegyszúró tárolása

Soha ne tárolja az ujibegyszúrórt felhúzott állapotban vagy extrém hőmérsékleten, pl. felforrósodott gépkocsiban. Károsodhat a működése.

⚠ Az ujibegyszúrórt csak behelyezett lándzsa nélkül tárolja.

Ujibegyszúró és kupak tisztítása és fertőtlenítése

A fertőzések átvitelének megelőzésére az ujibegyszúrórt és a kupakot rendszeresen tisztítania és fertőtlenítenie kell:

- legalább hetente egyszer,
- ha vér került rá,
- mindig, mielőtt valaki más veszi kézbe az ujibegyszúrórt, pl. hogy Önnek segítsen.

dovoli, ponovite postopek z nastavitvijo večje globine vboda.

Če ste pridobili preveč krvi, zmanjšajte globino vboda.

- Takoj po odvzemu krvi izmerite raven glukoze v krvi skladno z navodili za uporabo merilnika.

Priporočamo, da potem mesto vboda zaščitite, da bo ostalo čisto.

Odstranitev že uporabljene lancete

- S sprožilne naprave snemite kapico (glejte **2**).
- Potisnite izmetalniki naprej (glejte **11**).
- Že uporabljena lanceta se odstrani.
- Ponovno natakните kapico.
- Že uporabljene lancete odvrzite v skladu s predpisi, veljavnimi v državi, kjer živite.

⚠ Že uporabljene lancete odvrzite tako, da preprečite poškodbo z iglami.

Shranjevanje sprožilne naprave

Sprožilne naprave ne hranite v napetem stanju ali pri visokih temperaturah, npr. v vročem avtu. To lahko vpliva na delovanje naprave.

⚠ Shranjujte le sprožilno napravo brez vstavljene lancete.

Čiščenje in dezinfekcija sprožilne naprave in kapice

Da bi preprečili prenos okužb, morate redno čistiti in dezinficirati sprožilno napravo in kapico:

- vsaj 1-krat na teden,
- če so na njih ostanki krvi,
- vselej pred tem, ko nekdo drug vzame v roke sprožilno napravo, na primer da bi vam pomagal.

Za čiščenje uporabite krpe, ki ne puščajo vlaken in v katere lahko sprožilno napravo

EHhez használjon szármentes kendőt, amelybe az ujibegyszúrórt teljesen begöngyölíheti, valamint vizet és 70%-os izopropanolt.

Mielőtt az ujibegyszúrórt és a kupakot fertőtleníti, először meg kell tisztítania, hogy eltávolítsa a vért és egyéb szennyeződést.

- Ne merítse bele a folyadékokba az ujibegyszúrórt és a kupakot.
- Tisztításhoz csak vizet, fertőtlenítéshez pedig csak 70%-os izopropanolt használjon.

- Húzza le a kupakot az ujibegyszúróról (lásd **2**).

- Lökje ki a használt lándzsát (lásd **11**).

Tisztítás

- Nedvesítsen be egy kendőt kevés vízzel.
- Törölje le alaposan az ujibegyszúrórt és a kupakot, az ujibegyszúrórt csak kívülről (lásd **12**), míg a kupakot is, az ujibegyszúrórt csak kívülről és belülről is (lásd **13**).
- Száraz kendővel törölje szárazra az ujibegyszúrórt és a kupakot.

Fertőtlenítés

- Nedvesítsen be egy kendőt alaposan 70%-os izopropanollal.
- Törölje le alaposan kb. 2 percen keresztül az ujibegyszúrórt és az AST kupakot is, az ujibegyszúrórt csak kívülről, míg a kupakot kívülről és belülről is.
- Helyezze vissza a kupakot.
- Göngyölje be az ujibegyszúrórt teljesen a kendőbe.
- A begöngyölt ujibegyszúrórt hagyja 8 percig állni.

- Göngyölje ki az ujibegyszúrórt, és hagyja megszáradni a levegőn.

Vérvétel az ujibegyttől eltérő testrészekből

A vércukorméréshez nem csak az ujibegyől lehet kapilláris vért venni, hanem másik testrésztől is (tenyér, alkar, felkar, vádli vagy comb), úgynevezett másik testrészen történő mérés (angolul: Alternative Site Testing, rövidítve: AST). Ahhoz, hogy más testrésztől is vehessen kapilláris vért, a készülék kupakját speciális kupakra, az Accu-Chek Softclix AST kupakra kell kicserélnie.

Rendelési információk

Ha szeretne Accu-Chek Softclix ujibegyszúrórt, Accu-Chek Softclix lándzsákat vagy Accu-Chek Softclix AST kupakot utánrendelni, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a „Ügyfélszolgálat” című fejezethez).

Készült

2014-12

Ügyfélszolgálat

Magyarország

Ügyfélszolgálat: 06-80-200-694

Bővebb információ: www.accu-check.hu

	Figyelem, tartsa be a készülék használati útmutatójában található biztonsági előírásokat.
	Csak egyszeri használatra
	Felhasználható
	Szterilizés: besugárzással
	Gyártó
	Katalógusszám
	Sorozatszám
	Globalis kereskedelmi áruazonosító szám
	Ez a termék megfelel a gyógyászati termékekre vonatkozó 93/42/EGK számú Európai irányelv előírásainak.

CE 0088

© 2015 Roche Diabetes Care

Az ACCU-CHEK és a SOFTCLIX a Roche védjegyei.

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
Germany
www.accu-check.com



	Previdno, upoštevajte varnostna opozorila v priloženih navodilih za uporabo.
	Samo za enkratno uporabo
	Uporabno do
	Szterilizirano z izžarevanjem
	Proizvajalec
	Kataloška številka
	Številka serije
	Globalna trgovinska številka izdelka
	Izdelek izpolnjuje zahteve evropske direktive 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih.

CE 0088

© 2015 Roche Diabetes Care

ACCU-CHEK in SOFTCLIX sta blagovni znamki družbe Roche.

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
Germany
www.accu-check.com



0441 861 1001 (05)
R1 (black)